

[Валидация Ko] Кроличья Поликлональная Антитело Против Slc25A4/Ant1 - P12235

Артикул: CM0020749

введение

Кроличья поликлональная антитело против SLC25A4/ANT1 (митохондриального АДФ/АТФ-транслоказы), валидированная методом нокаута гена (KO). Валидирована для применения в WB, IF/ICC, ИФА; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Молекулярная масса ~33 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] SLC25A4/ANT1 Кроличья pAb
Примечания/Алиасы	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDP512; MTDP512A
Вид	Человек
ID гена (человек)	291
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 101-200 белка SLC25A4/ANT1 человека (NP_001142.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12235
Молекулярная масса белка	33кДа
Доставка	Айс-бокс