


Валидированное На Ко Анти-Smads1 Поликлональное Антитело Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797

Артикул: CM0023723



введение

Валидированное на КО анти-Smads1 поликлональное антитело кролика, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный Smad1. Подходит для исследований сигнального пути BMP, эмбрионального развития и клеточной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Smad1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4086
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-240 человеческого Smad1 (NP_001003688.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15797
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом