

[Валидировано На Ко] Кроличий Моноклональный Антитело Против Smad3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ип (Ip), Chip, Ифа (Elisa) - P84022

Артикул: CM0002366

введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против Smad3 (P84022). Обнаруживает Smad3 человека, мыши и крысы. Подходит для WB, IHC-P, IP, ChIP и ELISA. Идеально подходит для исследований сигнального пути TGF-бета и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Smad3 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; hSt17436; d3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4088
ID гена	4088
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 100-200 человеческого Smad3 (NP_005893.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84022
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	С ледяным пакетом