


[Валидация Ko] Поликлональные Антитела Anti-Sod2 Для Вб, Иг-П, Иф/Икк, Ифа - P04179

Артикул: CM0018504



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SOD2, валидированные для использования в ВБ, ИГ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Распознают белок с молекулярной массой 25 кДа. Идеально подходят для исследований окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] SOD2 кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	GC1, IPOB, IPO-B, MNSOD, MVCD6, GCInc1, Mn-SOD, D2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6648
ID гена	6648
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 25-222 человеческого SOD2 (NP_000627.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04179
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодильный пакет