


Валидированные На Нокауте Моноклональные Антитела Против Src Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Мф/Ицц, Игх-П, Ифа - P12931

Артикул: CM0003352



введение

Валидированные на нокауте кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого Src (c-Src). Подходят для Вестерн-блоттинга, ИП, МФ/ИЦЦ, ИГХ-П и ИФА. Реагируют с Src человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигналинга Src, онкологии и остеокластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Src кроличьи мАт
Примечания/Псевдонимы	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; rc
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6714
GeneID	6714
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Src (P12931).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12931
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	В ледяном пакете