

[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело Против Strap Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Y3F4

Артикул: CM0021495

введение

Это КО-валидированное кроличье поликлональное антитело против STRAP детектирует STRAP в образцах человека, мыши и крысы с помощью Вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для исследований сборки сплайсосомных snRNP, сигналинга TGF-бета и регуляции PDPK1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb против STRAP
Примечания/Алиасы	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11171
GeneID	11171
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого STRAP (NP_009109.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3F4
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	В пакете со льдом