


[Валидировано С Помощью Ko] Кроличья Поликлональная Антитело Против Sugr2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Ix01

Артикул: CM0022088



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого SUGP2 (SFRS14), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный SUGP2, с прогнозируемой молекулярной массой 120 кДа. Подходит для исследований сплайсинга мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано с помощью KO] SUGP2 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	SFRS14; SRF514; P2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10147
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-700 человеческого SUGP2 (NP_055699.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8IX01
Молекулярный вес белка	120кДа
Доставка	Сумка со льдом