

[Проверено Ko] Поликлональное Антитело Против Tfar4 Для Вб, Иф/Икц, Ифа - Q01664

Артикул: CM0020775

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против TFAR4 (AP-4, bHLHc41). Проверено для ВБ, ИФ/ИКЦ, ИФА. Реагирует с человеком и крысой. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции путем связывания с мотивом CAGCTG. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KO] Кроличье поликлональное антитело к TFAR4
Примечания/Алиасы	AP-4; bHLHc41; P4
Вид	Человек
ID гена (человек)	7023
ID гена	7023
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-338 человеческого TFAR4 (NP_003214.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q01664
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодильный пакет