


[Проверено Ko] Поликлональные Антитела Anti-Tlk2 Для Wb И Elisa - Q86Ue8

Артикул: CM0028276



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TLK2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают TLK2 человека и мыши — серин/треонинкиназу, участвующую в сборке хроматина и ответе на повреждение ДНК. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KO] TLK2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HsHPK, MRD57, PKU-ALPHA, K2
Вид	Человек
ID гена (человек)	11011
ID гена	11011
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого TLK2 (NP_006843.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q86UE8
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Холодовой пакет