

[Валидировано Методом Ko] Поликлональное Антитело Против Tmed10 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P49755

Артикул: CM0020727

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на TMED10 (TMP21/p23), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения везикулярного транспорта между ЭПР и аппаратом Гольджи, а также функций рецепторов грузов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KO] TMED10, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	p23; TMP21; p24d1; S31I125; Tmp-21-I; S31III125; P24(DELTA); 10
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10972
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-190 человеческого TMED10 (NP_006818.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49755
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом