


[Ко Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело Против Ttc11/Fis1 Для Вестерн-Блоттинга - Q9Y3D6

Артикул: CM0002648



введение

КО-валидированное кроличье моноклональное антитело против TTC11/FIS1, подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Используется в исследованиях митохондриального деления и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье моноклональное антитело против TTC11/FIS1
Примечания/Альтернативные названия	TTC11; CGI-135; S1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51024
GeneID	51024
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-122 белка TTC11/FIS1 человека (NP_057152.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3D6
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом