


[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело Против Ttc11/Fis1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y3D6

Артикул: CM0019721



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TTC11/FIS1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриального деления, апоптоза и деления пероксисом. Идентификатор гена: 51024.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb против TTC11/FIS1
Примечания/Альтернативные названия	TTC11; CGI-135; S1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51024
GeneID	51024
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3D6
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	В термосумке со льдом