

Ко-Валидированное Поликлональное Антитело Против Txndc9 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O14530

Артикул: CM0019206

введение

КО-валидированное поликлональное антитело против TXNDC9 для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует человеческий, мышиный, крысиный TXNDC9, негативный регулятор АТФазной активности шаперонина TCP1. Для исследований сворачивания белка и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] TXNDC9 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	APACD; PHLP3; C9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10190
GeneID	10190
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого TXNDC9 (NP_005774.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14530
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом