


[Валидировано На Ko] Поликлональные Кроличьи Антитела Против Vat1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q99536

Артикул: CM0020639



введение

Валидированные на КО поликлональные кроличьи антитела против VAT1, подходящие для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения функции хинонредуктазы, транспорта липидов и динамики митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] VAT1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	VAT1; T1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10493
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 200-300 человеческого VAT1 (NP_006364.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99636
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	Сумка со льдом