

[Валидировано Методом Ко] Кроличья Поликлональная Антитела Против β III-Тубулина Для WB, IF-P, ИФА - Q13509

Артикул: CM0024272



введение

Кроличьи поликлональные антитела против β III-тубулина (TUBB3), валидированные для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ИФА. Распознают белок человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения аксонного наведения, динамики микротрубочек и экспрессии опухолями.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом КО] β III-тубулин, кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; in
Вид	Человек
GeneID (человек)	10381
GeneID	10381
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-260 человеческого β III-тубулина/ β 3-тубулина. (NP_006077.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13509
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом