


Ко-Валидированное Поликлональное Антитело Кролика Против Vrk1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q99986

Артикул: CM0025294



введение

КО-валидированное поликлональное антитело кролика против человеческого VRK1, подходящее для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяет VRK1 человека, мыши и крысы, серин/треониновую киназу, участвующую в клеточном цикле и ответе на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] VRK1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	PCN1, PCN1A, K1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7443
GeneID	7443
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 257-396 человеческого VRK1 (NP_003375.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99986
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом