

## [Валидировано На Ко] Кроличья Поликлональная Антитело Против Wstf Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Uig0

Артикул: CM0029055



### введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело против человеческого WSTF (BAZ1B, WBSCR9). Подходит для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Мишень представляет собой тирозин-протеинкиназу, участвующую в ремоделировании хроматина, репарации ДНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано на КО] WSTF кроличья pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | WSTF; WBSCR9; WBSCR10; TF                                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)          | 9031                                                                                                                                                    |
| GeneID                    | 9031                                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого WSTF (NP_115784.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                 |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                    |
| SWISS                     | Q9UIG0                                                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 171кДа                                                                                                                                                  |
| Доставка                  | Сумка-холодоэлемент                                                                                                                                     |