


[Ко Валидировано] Кроличье Раb Против Анха1 - P04083

Артикул: CM0018550



введение

Поликлональное антитело кролика против Аннексина А1 (ANXA1), валидированное методом нокаута (KO) и подходящее для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Мишень участвует в воспалении и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье rAb против ANXA1
Примечания/Альтернативные названия	ANX1; LPC1; A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	301
GeneID	301
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-346 человеческого ANXA1 (NP_000691.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04083
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом