


[Ко Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело К Cdk5 - Q00535

Артикул: CM0008793



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CDK5, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Распознает CDK5 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения нейронального развития, дифференцировки и апоптоза - Q00535.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье моноклональное антитело к CDK5
Примечания/Альтернативные названия	LIS7; PSSALRE
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1020
GeneID	1020
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 92-289 человеческого CDK5. (NP_004926.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00535
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом