


Валидированное Ко Кроличье Поликлональное Антитело К Cdk7 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P50613

Артикул: CM0017844



введение

Валидированное КО кроличье поликлональное антитело к CDK7, подходящее для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Распознает CDK7 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований клеточного цикла и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное КО] Кроличье pAb к CDK7
Примечания/Альтернативные названия	CAK; CAK1; HCAK; MO15; STK1; CDKN7; p39MO15; K7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1022
ID гена	1022
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 211-346 человеческого CDK7 (NP_001790.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50613
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом