


[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело К Erk2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P28482

Артикул: CM0015847



введение

КО-валидированное кроличье поликлональное антитело против человеческого ERK2 (MAPK1), подходящее для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA. Детектирует ERK2 человека, мыши, крысы. Идеально для изучения сигнальных путей MAPK/ERK в исследованиях роста клеток, дифференцировки и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb к ERK2
Примечания/Альтернативные названия	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5594
ID гена	5594
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого ERK2 (NP_002736.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28482
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В пакете со льдом