


[Валидировано KO] Кроличье Поликлональное Антитело К Gbr2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P32456

Артикул: CM0023524



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого GBP2, валидированное методом нокаута (KO), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для исследований врожденного иммунитета, нацелено на 67 кДа интерферон-индуцибельную GTPазу (P32456).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличье pAb к GBP2
Примечания/Альтернативные названия	GBP2; P2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2634
GeneID	2634
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32456
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом