


Валидированное На Ко Кроличье Моноклональное Антитело К Hif1An/Fih1 Для Wb, Elisa — Q9Nwt6

Артикул: CM0010962



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого HIF1AN/FIH1 (Q9NWT6). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения сигнального пути гипоксии, восприятия кислорода и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное на КО] кроличье моноклональное антитело к HIF1AN/FIH1
Примечания/псевдоним	FIH1; H1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55662
GeneID	55662
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого HIF1AN/FIH1 (Q9NWT6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NWT6
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом