

[Ко Валидировано] Кроличье Pab Против Hk1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19367

Артикул: CM0018250



введение

Поликлональное антитело кролика против гексокиназы-1 человека (HK1), валидированное методом нокаута для вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований гликолиза, функции митохондрий и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb против HK1
Примечания/Альтернативные названия	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; гексокиназа; K1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3098
GeneID	3098
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-219 гексокиназы-1 человека (NP_000179.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19367
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом