


[Валидировано KO] Кроличья Поликлональная Антитело К Hnrnpf Для Wb, If/Icc, Ифа - P52597

Артикул: CM0026907



введение

Кроличья поликлональная антитело к HNRNPF, валидированная методом нокаута, подходит для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Реагирует с HNRNPF человека и мыши — ключевым регулятором альтернативного сплайсинга и процессинга пре-мРНК. Идеально подходит для исследований экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличья поликлональная антитело к HNRNPF
Примечания/Альтернативные названия	HNRNPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; PF
Вид	Человек
ID гена (человек)	3185
ID гена	3185
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 HNRNPF человека (NP_001091678.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52597
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодильный пакет