


[Валидировано KO] Кроличья Раb К Hsp27/Hspb1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P04792

Артикул: CM0021303



введение

Кроличья поликлональная антитело против HSP27/HSPB1, валидированное нокаутом, для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Нацелено на человеческий белок теплового шока бета-1, молекулярный шаперон, участвующий в реакции на стресс и динамике цитоскелета. - P04792

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличья pAb к HSP27/HSPB1
Примечания/Псевдоним	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3315
ID гена	3315
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого HSP27/HSPB1 (NP_001531.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	P04792
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом