

[Валидировано На Ко] Кроличий Поликлональный Антитело К Ifitm3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01628

Артикул: CM0013881

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого IFITM3 (SWISS: Q01628), для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходит для исследований противовирусного врожденного иммунитета и интерфероновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] IFITM3 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	1-8U; IP15; DSPA2b; M3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10410
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-133 человеческого IFITM3 (NP_066362.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01628
Молек белка	15кДа
Доставка	Ледяной пакет