


[Валидировано На Ко] Поликлональное Антитело Против Интегринa Альфа 2 (Itga2/Cd49B) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17301

Артикул: CM0031011



введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело против человеческого интегринa альфа 2 (ITGA2/CD49b). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Для исследований клеточной адгезии, коллагенового рецептора и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Интегрин альфа 2 (ITGA2/CD49b) кроличье rAb
Примечания/Псевдонимы	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3673
GeneID	3673
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 30-162 человеческого интегринa альфа 2 (ITGA2/CD49b) (NP_002194.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17301
Молекулярный вес белка	129 кДа
Доставка	Сумка со льдом