

[Валидация KO] Моноклональное Кроличье Антитело К Интегрину Альфа-2 (Itga2/Cd49b) - P17301

Артикул: CM0003173



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому интегрину альфа-2 (ITGA2/CD49b), валидированное методом нокаута, подходит для ВБ, ИГ-П и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Ключевой реагент для исследований коллагеновых рецепторов и проникновения вирусов в клетку.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] Моноклональное кроличье антитело к интегрину альфа-2 (ITGA2/CD49b)
Примечания / Альтернативные названия	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
Вид	Человек
ID гена (человек)	3673
ID гена	3673
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности участка аминокислот 1082-1181 человеческого интегрин альфа 2 (ITGA2/CD49b) (P17301)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17301
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	Холодильный пакет