

[Валидировано На Ко] Irf3 Rabbit Mab - Q14653

Артикул: CM0008103



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого IRF3, валидированный для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC), ИП (IP) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения сигнальных путей врожденного иммунитета и ответов интерферона I типа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] IRF3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IIAE7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3661
ID гена	3661
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого IRF3 (NP_001184051.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14653
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент