

[Валидация KO] Кроличье Моноклональное Антитело К Jak2 Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60674

Артикул: CM0008477



введение

Валидированное по нокауту (KO) рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому JAK2 (131 кДа). Реагирует с человеком, мышью, крысой. Подходит для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Важный инструмент для исследований цитокиновой сигнализации и пути JAK/STAT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] JAK2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативное название	JTK10
Вид	Человек
ID гена (человек)	3717
ID гена	3717
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 933-1132 человеческого JAK2 (NP_004963.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60674
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	Холодовой пакет