

[Валидировано На Ko] Lamp2 Rabbit Polymab® - P13473

Артикул: CM0005639



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого LAMP2, валидированное на КО. Распознает LAMP2 человека, человека, мыши, крысы. Подходит для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Идеально для исследований аутофагии и функции лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] LAMP2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3920
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13473
Молекулярный вес белка	44 kDa/45 kDa
Доставка	Сумка со льдом