

[Валидировано На Ко] Кроличье Поликлональное Антитело К Mek1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750

Артикул: CM0016218



введение

Поликлональное антитело к человеческому MEK1 (MAP2K1), валидированное на КО и подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Кроличье поликлональное антитело к MEK1
Примечания/синонимы	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; K1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5604
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MEK1 (NP_002746.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02750
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом