


[KO Validated] Поликлональное Антитело Кролика К Ncoa2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q15596

Артикул: CM0015093



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий NCOA2, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком крысы. Подходит для исследований коактивации ядерных рецепторов, метаболизма глюкозы и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Поликлональное антитело кролика к NCOA2
Примечания/синонимы	SRC2, TIF2, GRIP1, KAT13C, NCoA-2, bHLHe75, A2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10499
Идентификатор гена	10499
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-820 человеческого NCOA2 (NP_006531.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q15596
Молекулярная масса белка	159 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом