


[Валидировано На Ko] Кроличье Поликлональное Антитело К NdrG1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q92597

Артикул: CM0018779



введение

Кроличье поликлональное антитело к NDRG1, валидированное на KO, для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Участвует в стрессовом ответе, подавлении опухолей и поддержании миелина нервов. Идеально подходит для исследований рака и нейропатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Кроличье поликлональное антитело к NDRG1
Примечания/синонимы	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, G1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10397
GeneID	10397
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 175-394 человеческого NDRG1 (NP_001128714.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92597
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом