


[KO Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело К Nrf2 Для Вестерн-Блоттинга, Ip, Elisa, Chip - Q16236

Артикул: CM0009641



введение

Высококачественное [KO Валидированное] кроличье моноклональное антитело к NRF2 для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, ELISA, ChIP. Специфично к человеческому NRF2 (68 кДа) — ключевому фактору транскрипции окислительного стресса. Идеально для исследований цитопroteкции, иммунного ответа и вирусологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Валидировано] Кроличье mAb к NRF2
Примечания/Альтернативные названия	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; F2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4780
ID гена	4780
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16236
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом