


[Валидировано На Ко] Моноклональные Кроличьи Антитела К Nrf2 - Q16236

Артикул: CM0006626



введение

Валидированные на КО моноклональные кроличьи антитела против человеческого NRF2 (Q16236), подходящие для вестерн-блоттинга, ChIP и ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальны для исследований окислительного стресса и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] NRF2 кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4780
GeneID	4780
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 243-400 человеческого NRF2 (NP_006155.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ChIP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16236
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Сумка со льдом