


[Проверено На КО] Кроличья Раб К Nsd3/Whsc1L1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bz95

Артикул: CM0025714



введение

Проверенная на КО кроличья поликлональная антитело против NSD3/WHSC1L1, гистонметилтрансферазы, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Идеально подходит для исследований эпигенетической транскрипции. SWISS: Q9BZ95.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено на КО] Кроличья рAb к NSD3/WHSC1L1
Примечания/Псевдоним	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; L1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54904
GeneID	54904
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-600 человеческого NSD3/WHSC1L1 (NP_060248.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZ95
Молекулярный вес белка	162 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент