


[Ко Валидировано] Ppp1Cc Кроличий Rab - P36873

Артикул: CM0025194



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PPP1CC (PP1-гамма каталитическая субъединица), валидировано для Вестерн1-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный PPP1CC (37 кДа). Имеет ключевое значение для деления клеток, метаболизма гликогена и передачи сигналов по пути MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] PPP1CC Кроличий rAb
Примечания/Альтернативные названия	PP1C; PP-1G; PPP1G; CC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5501
ID гена	5501
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого PPP1CC (NP_002701.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36873
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом