


[Ко Валидировано] Кроличье Pab K Rag2 Для Wb, Elisa - P55895

Артикул: CM0025672



введение

Валидированный КО кроличий поликлональный антитело к RAG2 для WB и ELISA, валидирован на человеке и мыши. Нацелен на 59 кДа V(D)J рекомбинационно-активирующий белок 2, критический для разнообразия иммунных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb к RAG2
Примечания/Алиасы	RAG-2; G2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5897
GeneID	5897
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 351-527 человеческого RAG2 (NP_000527.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P55895
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	В пакете со льдом