


[Ко Валидировано] Кроличий Раb Против Rpl22 - P35268

Артикул: CM0023668



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RPL22 (рибосомный белок L22 большой 60S субъединицы). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований рибосомных белков и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличий рAb против RPL22
Примечания/Альтернативные названия	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6146
GeneID	6146
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-122 человеческого RPL22 (NP_000974.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35268
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом