

[Валидировано На KO] Кроличья Pab К Smarcc1/Baf155 Для Wb, Ip, Elisa - Q92922

Артикул: CM0029981



введение

Поликлональные кроличьи антитела против SMARCC1/BAF155, валидированные для WB, IP, ELISA. Распознают человеческий SMARCC1 (~123 кДа), субъединицу ремоделирующего хроматин комплекса SWI/SNF, участвующую в регуляции транскрипции и нейронном развитии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Кроличья pAb к SMARCC1/BAF155
Примечания/Псевдонимы	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6599
GeneID	6599
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92922
Молекулярный вес белка	123 кДа
Доставка	Сумка со льдом