


[Валидировано Ko] Stat5B Кроличья Pab Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51692

Артикул: CM0019352



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого STAT5B, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] STAT5B Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	STAT5; GHISID2; 5B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6777
ID гена	6777
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 586-787 человеческого STAT5B (NP_036580.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51692
Молекулярный вес белка	90кДа
Доставка	Сумка со льдом