


[KO Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело К Trim21/Ss-A Для Вестерн1 Блоттинга, Ифа - P19474

Артикул: CM0005514



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TRIM21/SS-A (белок Ro, 52 кДа), валидировано для Вестерн блоттинга и ИФА. Подходит для исследований аутоиммунитета, убиквитинирования и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Валидировано] Кроличье mAb к TRIM21/SS-A
Примечания/Альтернативные названия	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6737
GeneID	6737
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19474
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет (лед)