

[Валидировано На Ko] Поликлональные Кроличьи Антитела К Ttl12 Для Wb, Elisa - Q14166

Артикул: CM0020911

введение

Валидированные на КО поликлональные кроличьи антитела к TTLL12 для WB и ELISA, обнаруживают TTLL12 человека, мыши и крысы (74 кДа). Идеально подходят для изучения модификации тубулина, митоза, стабильности хромосом и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] TTLL12 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	dj526l14.2; 12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23170
ID гена	23170
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 485-644 человеческого TTLL12 (NP_055955.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14166
Молекулярный вес белка	74 кДа
Доставка	Ледяной пакет