

[Ко Валидировано] Кроличье Rab K Txlna - P40222

Артикул: CM0021400

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий альфа-таксиллин (TXLNA) для вестерн-блоттинга и ELISA. Рекомбинантный белковый иммуноген против аминокислот 1–160. Валидировано на моделях с нокаутом. Идеально для исследований везикулярного трафика и экзоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb к TXLNA
Примечания/Альтернативные названия	IL14; TXLN; NA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	200081
GeneID	200081
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого TXLNA (NP_787048.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40222
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом