

[Проверено Нокаутом] Поликлональные Кроличьи Антитела К Ube2C Для Wb, If/Icc, Elisa - O00762

Артикул: CM0023787



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому UBE2C (UbcH10), валидированные для исследований нокаута. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА. UBE2C катализирует убиквитинирование и способствует деградации, опосредованной комплексом APC/C во время митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено нокаутом] Поликлональные кроличьи антитела к UBE2C
Примечания/синонимы	UBCH10; dj447F3.2; 2C
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	11065
Идентификатор гена	11065
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-179 человеческого UBE2C (NP_008950.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00762
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	С ледяным пакетом