

[Валидация KO] Кроличье Моноклональное Антитело К β -Катенину Для Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P35222

Артикул: CM0003509



введение

Кроличье моноклональное антитело к β -катенину человека (P35222), валидированное методом КО для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] β -Катенин кроличье mAb
Примечания/алиасы	EVF7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; армадилло; in
Вид	Человек
GeneID	1499
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 бета-катенина человека (P35222).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35222
Масса белка	85кДа
Доставка	Холодильный пакет