


Кроличья Поликлональная Антитело К Xiap С Валидацией Ко Для Вб, Ифа — P98170

Артикул: CM0030934



введение

Кроличья поликлональная антитело к XIAP с валидацией КО для ВБ и ИФА. Обнаруживает XIAP человека, мыши и крысы. XIAP является ингибитором апоптоза и Е3 убиквитин-лигазой, регулирующей сигналинг NF-κB, иммунитет и развитие рака. Идеально подходит для исследований апоптоза и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] XIAP Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
Вид	Человек
ID гена (человек)	331
ID гена	331
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 198-497 человеческого XIAP (NP_001158.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P98170
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Ледяной пакет