

[Валидировано На Ко] Кроличье Моноклональное Антитело К Ythdf2 — Q9Y5A9

Артикул: CM0006545



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против YTHDF2 — белка-считывателя m6A (62 кДа), регулирующего стабильность мРНК. Подходит для WB, ИHC-P, IP, ELISA; демонстрирует перекрёстную реактивность с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Кроличье моноклональное антитело к YTHDF2
Примечания/синонимы	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51441
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5A9
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет